

1574802 - LR 210 luchtbevochtiger - 1 st



Beschrijving

Met de nieuwe luchtreiniger kunt u huisstof, dierenharen, geuren, pollen, fijnstof en een groot aantal bacteriën en virussen uit de lucht filteren. De lucht wordt gereinigd door middel van een drielaags filtersysteem (voorfilter + actieve koolfilter + HEPA-filter) en filtert op huisstofmijt, dierenhaar, pollen, bacteriën en virussen.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 38.8 cm, L 42.8 cm
SKU leverancier	69300
Product diepte	14.5 cm
Bevochtigingsvermogen	200 milliliter per hour
sku	1574802
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk