

## 1574802 - LR 210 luchtbevochtiger - 1 st



### Beschrijving

Met de nieuwe luchtreiniger kunt u huisstof, dierenharen, geuren, pollen, fijnstof en een groot aantal bacteriën en virussen uit de lucht filteren. De lucht wordt gereinigd door middel van een drielaags filtersysteem (voorfilter + actieve koolfilter + HEPA-filter) en filtert op huisstofmijt, dierenhaar, pollen, bacteriën en virussen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 38.8 cm, L 42.8 cm
<b>SKU leverancier</b>	69300
<b>Product diepte</b>	14.5 cm
<b>Bevochtigingsvermogen</b>	200 milliliter per hour
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/30/EU
<b>Type verpakking</b>	Stuk