

## 1574534 - Molift Raiser Pro transferhulp - 1 st



### Beschrijving

**Etac's** Molift Raiser pro transferhulp is een ergonomisch platform voor veilige en actieve sta-op transfers.

#### Natuurlijk bewegingspatroon

Molift Raiser Pro geeft de cliënt de mogelijkheid zijn eigen spierkracht te gebruiken tijdens de transfer. Het natuurlijke bewegingspatroon wordt gestimuleerd en het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de cliënt zich veilig voelt. Molift Raiser Pro is eenvoudig in gebruik.

#### Transfer in kleine ruimte

Molift Raiser Pro is stabiel en kan om zijn eigen as draaien waardoor hij eenvoudig te manoeuvreren is, ideaal in kleine ruimtes. Molift Raiser Pro zorgt voor een veilige en actieve steun tijdens een korte transfer.

#### Geschikt voor alle zorginstellingen

Molift Raiser Pro helpt bij het revalideren van cliënten in een zorginstelling of tijdens een transfer. De cliënt kan zijn balans verbeteren bij het zitten en opstaan. Molift Raiser Pro biedt altijd een veilige ondersteuning.

#### Voordelen

- Lage instap
- Veelzijdige handgreep
- Centrale rem
- ééhandige bediening

## Specificaties

<b>Merk</b>	Molift
<b>Gewicht product</b>	0.011 kg
<b>Samenstelling</b>	Gepoedercoat aluminium, plastic, staal, chroom
<b>Maximale tilbelasting</b>	170 kg
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk