

1574534 - Molift Raiser Pro transferhulp - 1 st



Beschrijving

Etac's Molift Raiser pro transferhulp is een ergonomisch platform voor veilige en actieve sta-op transfers.

Natuurlijk bewegingspatroon

Molift Raiser Pro geeft de cliënt de mogelijkheid zijn eigen spierkracht te gebruiken tijdens de transfer. Het natuurlijke bewegingspatroon wordt gestimuleerd en het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de cliënt zich veilig voelt. Molift Raiser Pro is eenvoudig in gebruik.

Transfer in kleine ruimte

Molift Raiser Pro is stabiel en kan om zijn eigen as draaien waardoor hij eenvoudig te manoeuvreren is, ideaal in kleine ruimtes. Molift Raiser Pro zorgt voor een veilige en actieve steun tijdens een korte transfer.

Geschikt voor alle zorginstellingen

Molift Raiser Pro helpt bij het revalideren van cliënten in een zorginstelling of tijdens een transfer. De cliënt kan zijn balans verbeteren bij het zitten en opstaan. Molift Raiser Pro biedt altijd een veilige ondersteuning.

Voordelen

- Lage instap
- Veelzijdige handgreep
- Centrale rem
- ééhandige bediening

Specificaties

Merk	Molift
Gewicht product	0.011 kg
Samenstelling	Gepoedercoat aluminium, plastic, staal, chroom
Maximale tilbelasting	170 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk