

## 1004584 - Manuele bloeddrukmeter Classico - 2-in-1 slang - hakenmanchet volwassenen - etui - 1 st



### Beschrijving

Manuele **BOSO** bloeddrukmeter Classico 2-in-1 heeft een duurzaam design en een betrouwbare slangtechnologie die een hoge kwaliteit biedt gedurende dagelijks gebruik.

- Dubbele buistechnologie
- Ruimtebesparend ontwerp
- Leesbare schaalverdeling
- Gevoelig aftapventiel van hoge kwaliteit

### Specificaties

<b>Merk</b>	BOSO
<b>sku</b>	1004584
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Aneroïde bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk