

1539648 - Texa® gaaskompressen - steriel - 7,5 x 7,5 cm - 40 x 5 st



Beschrijving

Texa® gaaskompressen zijn hydrofiele steriele gaaskompressen, geschikt als traditioneel wondverband met verschillende toepassingsmogelijkheden. Ze zijn zacht en soepel, sterk absorberend, luchtdoorlatend en trekvast. De kompressen zijn gemaakt van 100% katoen, bevatten 17 draden en zijn chirurgisch geplooid met een verzonken franje.

Specificaties

Merk	Texa
Samenstelling	100% katoen - 17-draads geweven
Steriel	Ja
CNK-code	2164-754
Lagen	8-laags
Maat	7,5 x 7,5 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Verpakking	40 x 5 st
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Doos