

## 1601009 - Pennaalden - 31G x 5 mm - Quinta ETW - geel - 100 st



### Beschrijving

De Betica pennaalden zijn geschikt voor de injectie van insuline, het is belangrijk dat de insuline zo soepel mogelijk doorstroomt bij de injectie. Ook draagt dit bij aan meer comfort bij de injectie en een kortere injectieduur.

- Betica pennaalden worden geslepen vanuit 5 verschillende hoeken, een scherpe naald zorgt voor een goede penetratie van de huid.
- De naalden hebben een siliconen coating die ervoor zorgt dat de naald soepel de huid in -en uitgaat.

## Specificaties

<b>Merk</b>	betica
<b>Samenstelling</b>	Dubbele laag siliconen
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Nee
<b>Afmeting</b>	31G x 5 mm
<b>Kleur</b>	Geel
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos