

## 1543545 - MP 41 manicure/pedicure set - 1 st



### Beschrijving

**Beurer** manicure - pedicure set geeft u de ruimte om voor u nagels en handen te zorgen met 7 verschillende opzetstukken. De set heeft twee mogelijke instelbare rotatiesnelheden, inclusief netadapter en handig opbergetui. Met een LED-licht en aanpasbare kloksgewijze rotatie.

Neem de set overal mee naar toe, handig en praktisch mee in je handtas en onderweg. Het LED-licht zorgt voor een heldere verlichting.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 4 cm, H 4 cm, L 15 cm
<b>SKU leverancier</b>	57211
<b>Type verpakking</b>	Stuk