

## FNP1MR850 - MR850 Bevochtiger



### Beschrijving

De MR850 luchtbevochtiger wordt gebruikt voor het verwarmen en bevochtigen van gassen die worden toegediend aan patiënten die mechanische beademing, ademhalingsondersteuning onder positieve druk of andere medische gassen nodig hebben. Dit product is bedoeld voor gebruik onder toezicht van opgeleid medisch personeel.

#### Voordelen:

- Aanpasbaar. Eén apparaat ondersteunt meerdere therapieën voor volwassen, pediatrie en neonatale patiënten.
- Betrouwbaar. Bewezen consistente prestaties
- Robuust. Ontworpen voor dagelijks gebruik in het ziekenhuis
- Stroomsensortechnologie. Automatische stand-by tijdens periodes waarin de gasstroom wordt onderbroken.
- Condensatiecontrole en vochtigheidscompensatie. Automatische algoritmen ontworpen om condensatie in het mobiele circuit te verminderen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fisher & Paykel
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Stuk