

1003070 - Jersey voor arm/been kind - S - 10 m - 1 st



Beschrijving

Het tg soft polsterbuisverband voorziet efficiënte polstering voor grote en kleine steunverbanden. Het is uitermate geschikt voor gebruik bij gerichte immobilisatie. Zijn zachte en elastische badstof hecht aan het gips en garandeert also een eenvoudig en op het individu afgestemd aanbrengen.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Merk | Lohmann Rauscher |
| Samenstelling | 85 % katoen, 15 % elastaan |
| sku | 1003070 |
| Doelgroep | Kinderen Volwassenen |
| Kleur | Wit |
| Maat | S |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |