

1546237 - Douchezit met zachte zitting - met rugleuning en armleggers - staal gecoat - wit - 1 st



Beschrijving

Korte douchezit zonder armsteunen en rugleuning is ideaal in kleine badkamers. De zachte zitting voorziet de gebruiker van een hoger comfort. De douchezit kan na gebruik vlot worden dichtgeklapt, zo wordt er bewegingsruimte vrij gemaakt. Kan heel vlot en veilig gemonteerd worden aan de wand.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2223.0211-02
Armsteunen	Ja
Rugleuning	Ja
Opklapbaar	Ja
Zitdiepte	41.5 cm
Zitbreedte	45 cm
Samenstelling	Staal gecoat
sku	1546237
Categorie douchezittingen	Douchezittingen
Kleur	Wit
Max. gebruikersgewicht	150 kg
Type verpakking	Stuk