

## 1539714 - Autoclaaf B Classic 22 - 22 liter



### Beschrijving

De B Classic autoclaaf is ontworpen met als doel het werk van de gebruikers te vereenvoudigen en zowel tijd als kosten te optimaliseren. De uitstekende kwaliteit en functionaliteit van **Mocom** garanderen u een zeer hoog niveau van veiligheid en betrouwbaarheid. Gemakkelijk te gebruiken, het stelt u in staat om elke sterilisatiecyclus continu te controleren. De sterilisator is verkrijgbaar in twee volumes (17 en 22 liter) met identieke buitenafmetingen voor alle volumes. Het beschikt ook over een monochromatisch liquid crystal display en toetsenbord.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Mocom
<b>Gewicht product</b>	51 kg
<b>SKU leverancier</b>	7A211000
<b>Aantal plateaus</b>	5
<b>Buitenafmetingen (l x h x d)</b>	481 x 500 x 600 mm
<b>Binnenafmetingen (dxD)</b>	250 x 450 mm
<b>Mogelijkheid aansluiting printer</b>	Ja
<b>sku</b>	1539714
<b>Autonomie</b>	6 - 10 cycli
<b>Volume</b>	22 L
<b>Type verpakking</b>	Stuk