

## 1544864 - Molift Smart 150 - passieve patiëntenlift - 1 st



### Beschrijving

#### **Licht, opvouwbaar en vervoerbaar zonder gereedschap**

Molift Smart 150 is ontworpen om gemakkelijk verrijdbaar te zijn en vervoerd te worden naar de plaats waar hij nodig is. Het is ontworpen voor thuiszorg, reizen en eenvoudige opslag. Molift Smart is in één stuk opvouwbaar zonder gebruik van gereedschap.

#### **Laag gewicht en unieke constructie**

Door zijn lage gewicht, kleine voetafdruk en unieke constructie is Molift Smart 150 gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs in smalle ruimtes.

#### **Comfortabel en veilig verplaatsen**

Het hijsbereik van 27 - 168 cm biedt een uitstekende maximale hijshoogte en wordt tegelijkertijd zeer laag, waardoor hijsen vanaf de vloer gemakkelijker wordt. De standaard 4-punts tiljuk zorgt voor een comfortabele en ruime hijspositie voor de gebruiker.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Molift
<b>Gewicht product</b>	26 kg
<b>Bebat tax</b>	0.06 EUR
<b>Samenstelling</b>	Alluminium, staal
<b>Max. gewicht volwassene</b>	150 kg
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk