

1544864 - Molift Smart 150 - passieve patiëntenlift - 1 st



Beschrijving

Licht, opvouwbaar en vervoerbaar zonder gereedschap

Molift Smart 150 is ontworpen om gemakkelijk verrijdbaar te zijn en vervoerd te worden naar de plaats waar hij nodig is. Het is ontworpen voor thuiszorg, reizen en eenvoudige opslag. Molift Smart is in één stuk opvouwbaar zonder gebruik van gereedschap.

Laag gewicht en unieke constructie

Door zijn lage gewicht, kleine voetafdruk en unieke constructie is Molift Smart 150 gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs in smalle ruimtes.

Comfortabel en veilig verplaatsen

Het hijsbereik van 27 - 168 cm biedt een uitstekende maximale hijshoogte en wordt tegelijkertijd zeer laag, waardoor hijsen vanaf de vloer gemakkelijker wordt. De standaard 4-punts tiljuk zorgt voor een comfortabele en ruime hijspositie voor de gebruiker.

Specificaties

Merk	Molift
Gewicht product	26 kg
Bebat tax	0.06 EUR
Samenstelling	Alluminium, staal
Max. gewicht volwassene	150 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk