

1575965 - Tork Premium alcoholgel voor handdesinfectie - S4 - 6 x 1 l



Beschrijving

Alcohol gel voor handdesinfectie met 80% (w/w) gedestilleerde alcohol doodt effectief micro-organismen om de verspreiding van infecties te helpen voorkomen. Effectief tegen verschillende organismen, waaronder omhulde virussen plus Noro- en Rotavirus. Ideaal voor dagelijkse handhygiëne, waaronder in de zorg. De niet-plakkerige formule met hydraterende ingrediënten is bewezen zacht en veilig voor de huid. Geschikt voor gebruik met de Vloeibare en Sprayzeep Dispenser (S4).

Specificaties

Merk	Tork
SKU leverancier	424103
Ingrediënten	Ethanol 80 g/100G, Autres ingrédients, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl, Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
Geur	Alcohol geur
Inhoud	1 l
Kleur	Transparant
Kwaliteitsniveau	Premium
Systeem	S4 - Dispensers Foam
Uitstraling	Gel
Type verpakking	Karton