

## 1553509 - Handfixatie door polsmanchet (S) - 1 st



### Beschrijving

**MOTOmed** manchette voor handfixatie, ook geschikt voor pediatrische patiënten.

#### Voordelen

- Snelle en eenvoudige bevestiging van de verlamde hand (laag) aan de armtrainer of handvat
- Geschikt voor mensen die moeite hebben om zich vast te houden

### Specificaties

<b>Merk</b>	MOTOmed
<b>sku</b>	1553509
<b>Type verpakking</b>	Stuk