

## 1559666 - ManuMax Multi 3.5 - 3-delig - tot 250 kg - met armsteunen



### Beschrijving

De Enraf-Nonius ManuMax is een serie behandelafels van de nieuwe generatie. Deze professionele tafels van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld door onze experts om een nieuwe norm voor fysiotherapie te stellen.

#### **3-dimensionaal gebogen hoofdsectie**

De ManuMax is de eerste behandelafel met een 3-dimensionaal gebogen hoofdgedeelte. De opening voor de neus/het gezicht volgt de vorm van het hoofd en de bekleding van de hoofdsteun is over de hele lengte naadloos, waardoor de hoofdsteun voor de patiënt zeer comfortabel is, en gemakkelijk kan worden schoongemaakt. Maximaal comfort voor maximaal welzijn.

#### **De stabielste behandelafel**

Het degelijke frame is ontworpen om te zorgen voor een zeer stabiel behandeloppervlak. Alle ManuMax-tafels hebben een toelaatbare bedrijfslast van 250 kilogram. De als standaard uitgevoerde elektrische bediening (hoog/laag) maakt de ManuMax gebruiksvriendelijk. Deze nieuwe generatie behandelafels is standaard uitgevoerd met het soft-landing wielsysteem en digitale vergrendeling. Een behandelafel was nog nooit zo comfortabel voor de patiënt en de behandelaar.

Het frame van de ManuMax-tafels is verkrijgbaar in twee tinten grijs. De bekleding van de hoogste kwaliteit is met zorg gekozen en uitgevoerd in kleuren die uitstekend passen bij een natuurlijke, leidinggevende of lifestyle omgeving. De perfecte behandelafel die bij uw eigen stijl past.

De ManuMax Multi-lijn biedt flexibele behandelafels voor de moderne, veeleisende behandelaar. De ManuMax Multi-lijn is uitgerust met een uniek hoofdgedeelte en is beschikbaar als 2- of 3-delige behandelafel.

#### **DE MANUMAX MULTI 3.5**

De ManuMax Multi 3.5 heeft exclusieve instelbare armleningen die voor maximaal comfort soepel omlaag kunnen worden geklapt of opzij gedraaid terwijl de patiënt met zijn of haar gezicht naar beneden ligt. Door de uniek gevormde neus/gezichtsopening en de armen in volledig ontspannen positie is, de ManuMax 3.5 ergonomisch de meest comfortabele behandelafel. De ManuMax 3.5 is de ultieme behandelafel voor uw praktijk!

## Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>Product afmetingen</b>	B 67 cm, L 215 cm
<b>Hoogte</b>	48-96 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hefvermogen</b>	250 kg
<b>Tijdsduur hoogteverstelling</b>	18 s
<b>Aantal delen</b>	3-delig
<b>Armsteunen</b>	Ja
<b>Elektrische pli</b>	Nee
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Standaard hoogtebediening</b>	Rondombediening
<b>Standaard neusgat</b>	Geen neusgat
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk