

## 1543529 - MG 155 massagekussen voor stoel - 1 st



### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 45 cm, H 71 cm, L 40 cm
<b>SKU leverancier</b>	64312
<b>Vermogen</b>	100 W
<b>Warmtefunctie</b>	Ja
<b>Infraroodwarmte</b>	Nee
<b>Massage programma's</b>	3
<b>Aantal functies</b>	2
<b>Aantal massagekoppen</b>	5
<b>CNK-code</b>	CNK 4691-945
<b>Voeding</b>	Netvoeding
<b>Type verpakking</b>	Stuk