

## 1559845 - Handschoenen Vinyl clear - niet-steriel - gepoederd - transparant - L - 10 x 100 st



### Beschrijving

Texa® vinyl gepoederde niet-steriele handschoenen AQL 1.5. Geschikt als basisbescherming tegen kruisinfecties zowel voor patiënt als gebruiker. Bijzonder geschikt voor mensen met latex allergie, een ergonomisch ontwerp voor maximaal comfort voor eenmalig gebruik.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Texa
<b>Gepoederd</b>	Ja
<b>Manchetlengte</b>	24 cm
<b>HACCP-conform</b>	Ja
<b>Normeringen</b>	EN 455-1; EN 455-4; EN 420+; EN 16523-1; EN 374-1; EN 374-2; EN 374-3; EN 374-4; EN 374-5,ISO-13485, ISO-9100
<b>Hoofdbestanddeel</b>	Vinyl
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	L
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Karton