

1008172 - Dauerbinde® F - lange rek windel - 6 cm x 7 m - 1 st



Beschrijving

Dauerbinde® F van **Lohmann & Rausscher** is een lange rek windel die goed te variëren is. Dit is kenmerkend voor zowel de Dauerbinde® F als de **Dauerbinde® K**. Beide worden gebruikt als steunende en ontlastende windels voor banden en gewrichten. Vanwege de hoge rustdruk moet de lange rek windel in rusttoestand van de patiënt en 's nachts afgenomen worden. Het eenvoudige gebruik maakt aanleggen van de Dauerbinde ook mogelijk voor de verbandtechnisch minder geoefende gebruiker. De windels voegen zich goed naar het desbetreffende lichaamsdeel, zijn wasbaar en makkelijk te onderhouden.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	63% katoen, 28% polyamide, 9% elastaan
Steriel	Nee
Zelfklevend	Nee
Kleur	Wit
Maat	6 cm x 7 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Rol