

1611054 - Molift® Transfer Pro



Beschrijving

Molift® Transfer Pro is een transferplatform voor zittende transfers tussen bijvoorbeeld bed, (rol)stoel en toilet. De Transfer Pro heeft stevige zitkussens, ergonomische handvatten en een zachte beensteun voor een comfortabele transfer. Voor extra hulp en veiligheid voor de cliënt kan een Molift sling of belt worden gebruikt.

Voor het gebruik van de Transfer Pro is het belangrijk dat de cliënt instructies kan opvolgen, zich kan optrekken en stabiel is. De Transfer Pro ondersteunt een persoonlijke benadering, wat de waardigheid verbetert en de cliënt het gevoel geeft dat hij of zij deel uitmaakt van zijn of haar zorg. Bovendien wordt de zorgverlener tijdens de zit-naar-stand-transfer minder belast, omdat de cliënt zelf uit de stoel opstaat.

Specificaties

Merk	Molift
Compatibel met	Molift Assist Sling
sku	1611054
Gewicht	28,2 kg
Lengte onderstel	92 cm
Maximale tilbelasting	200 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk