

## 1574094 - Statafel LIFTER - 1 st



### Beschrijving

Het statische staframe LIFTER is een modern revalidatiehulpmiddel. Dankzij de elektrische actuator met ingebouwde zit kan de patiënt het hulpmiddel autonoom gebruiken met de afstandsbediening. De krachtige actuator kan patiënten tot 120 kg opheffen.

De mogelijkheid bestaat om de LIFTER uit te rusten met een bovenlichaamstabilisator die de borstkas perfect immobiliseert. Deze oplossing is ten eerste aangewezen voor patiënten met parese van de bovenste ledematen.

De zit van de LIFTER doet ook dienst als bekkensteun die patiënten in de juiste positie houdt en hen vastzet in het hulpmiddel.

### Specificaties

<b>Max. gewicht volwassene</b>	120 kg
<b>Maximale tilbelasting</b>	120 kg
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk