

1543432 - BY 52 digitale babyvoeding -en fles verwarmmer - 2-in-1 - 14 x 13.8 cm - 1 st



Beschrijving

Deze babyvoeding -en flesverwarmer warmt voeding op en houdt het ook warm. Voedsel wordt zacht en gelijkmatig verwarmd. De accessoires zijn vaatwasmachinebestendig. Geschikt voor alle type flessen en potten die verkrijgbaar zijn in de winkel.

Voordelen

- Geeft temperatuur digitaal weer
- LED-display
- Vaatwasmachine bestendig
- Signaal en controlelampje
- Automatische uitschakeling

Specificaties

Merk	Beurer
sku	1543432
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk