

## 1550616 - 3M™ Littmann® Lightweight II SE stethoscoop - caraïbisch blauw - 1 st



### Beschrijving

De 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. stethoscoop is een ideaal instapmodel met een instelbaar membraan, dubbelzijdig borststuk en betrouwbare akoestische prestaties. De druppelvorm maakt auscultatie rondom bloeddrukmanchetten makkelijker.

## Specificaties

<b>Merk</b>	3M™
<b>Gewicht product</b>	0.118 kg
<b>Samenstelling</b>	Epoxy afwerking
<b>Digitaal</b>	Nee
<b>Verstelbaar membraan</b>	Ja
<b>Lengte slang</b>	71 cm
<b>sku</b>	1550616
<b>Afwerking borststuk</b>	Standaard
<b>Kleur steel</b>	Standaard
<b>Akoestische prestaties</b>	6
<b>Binaurale constructie</b>	Enkelvoudige slang
<b>Kleur</b>	Caraïbisch Blauw
<b>Technologie borststuk</b>	Dubbelzijdig
<b>Toepassing</b>	Lichamelijk onderzoek
<b>Type stethoscoop</b>	Lightweight II SE
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk