

1550616 - 3M™ Littmann® Lightweight II SE stethoscoop - caraïbisch blauw - 1 st



Beschrijving

De 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. stethoscoop is een ideaal instapmodel met een instelbaar membraan, dubbelzijdig borststuk en betrouwbare akoestische prestaties. De druppelvorm maakt auscultatie rondom bloeddrukmanchetten makkelijker.

Specificaties

Merk	3M™
Gewicht product	0.118 kg
Samenstelling	Epoxy afwerking
Digitaal	Nee
Verstelbaar membraan	Ja
Lengte slang	71 cm
Afwerking borststuk	Standaard
Kleur steel	Standaard
Akoestische prestaties	6
Binaurale constructie	Enkelvoudige slang
Kleur	Caraïbisch Blauw
Technologie borststuk	Dubbelzijdig
Toepassing	Lichamelijk onderzoek
Type stethoscoop	Lightweight II SE
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk