

## 1558882 - LB 55 luchtbevochtiger - 1 st



### Beschrijving

Luchtbevochtiger LB 55 met waterverdampstechnologie, met een watertank van 6l. en hij is geschikt voor ruimtes van 50m<sup>2</sup>. Hij heeft een luchtbevochtigingsvermogen op 2 niveau's: 200ml/u en 400ml/u. Dankzij LB 55 zeg je vaarwel tegen droge ogen en geïrriteerde luchtwegen en een optimaal binnenklimaat. Hij stoot bovendien niet want hij is zeer stil en heeft een automatische uitschakeling/overbeheittingsalarm.

- Inclusief antikalkpads
- LED-indicator

## Specificaties

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Merk</b>                            | Beurer                        |
| <b>Product afmetingen</b>              | B 28 cm, H 31.5 cm, L 23.5 cm |
| <b>SKU leverancier</b>                 | 68605                         |
| <b>Vermogen</b>                        | 380 W                         |
| <b>Volume bokaal</b>                   | 5 L                           |
| <b>Bevochtigingsvermogen</b>           | 400 milliliter per hour       |
| <b>Verwijderbaar waterbokaal</b>       | Ja                            |
| <b>Automatische switch-off functie</b> | Ja                            |
| <b>Type verpakking</b>                 | Stuk                          |