

## 1558882 - LB 55 luchtbevochtiger - 1 st



### Beschrijving

Luchtbevochtiger LB 55 met waterverdampstechnologie, met een watertank van 6l. en hij is geschikt voor ruimtes van 50m<sup>2</sup>. Hij heeft een luchtbevochtigingsvermogen op 2 niveau's: 200ml/u en 400ml/u. Dankzij LB 55 zeg je vaarwel tegen droge ogen en geïrriteerde luchtwegen en een optimaal binnenklimaat. Hij stoot bovendien niet want hij is zeer stil en heeft een automatische uitschakeling/overbeheittingsalarm.

- Inclusief antikalkpads
- LED-indicator

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 28 cm, H 31.5 cm, L 23.5 cm
<b>SKU leverancier</b>	68605
<b>Vermogen</b>	380 W
<b>Volume bokaal</b>	5 L
<b>Bevochtigingsvermogen</b>	400 milliliter per hour
<b>Verwijderbaar waterbokaal</b>	Ja
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>sku</b>	1558882
<b>Type verpakking</b>	Stuk