

1575941 - SEH Trolley - bevestigd RVS blad voor monitoring



Beschrijving

Accessoire voor de IC/ SEH trolley. De IC transport trolley is volledig door TechniCare ontworpen en kan naar eigen wens worden opgebouwd. U bepaalt zelf de opbouw van de trolley: DIN-rails, monitorsteunen, infuuspalen, etc. - de wagen wordt gebouwd volgens uw noden en de te vervoeren apparatuur.

Specificaties

Merk	TechniCare
Type verpakking	Stuk