

1003534 - Velcromanchet + long met 1 slang - obesen - 1 st



Specificaties

Merk	WelchAllyn
Compatibel met	WelchAllyn DS54; WelchAllyn DS55; WelchAllyn DS58; WelchAllyn DS65; WelchAllyn DS66
Bereik armband bloeddrukmeter	34 - 52 cm
sku	1003534
Doelgroep	Obesen
Maat armband	L
Type armband	Velcro armband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk