

1003534 - Velcromanchet + long met 1 slang - obesen - 1 st



Specificaties

| | |
|--------------------------------------|---|
| Merk | WelchAllyn |
| Compatibel met | WelchAllyn DS54; WelchAllyn DS55; WelchAllyn DS58; WelchAllyn DS65; WelchAllyn DS66 |
| Bereik armband bloeddrukmeter | 34 - 52 cm |
| Doelgroep | Obesen |
| Maat armband | L |
| Type armband | Velcro armband |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |