

1102391 - Flip-flo™ katheter ventiel - met latex connector - 180° - 1 st



Beschrijving

Flip-flo™ katheter met ventiel is geschikt voor een breed doelpubliek. Waaronder patiënten die urethale of suprapubische katheter gebruiken. Bij het gebruik vanaf het begin kan de Flip-Flo katheter ventiel helpen de blaastonuss en -capaciteit te behouden. De spoelactie kan ook het risico op verstopping verminderen.

Specificaties

Merk	Bard Medical
Latex vrij	Nee
sku	1102391
Steriel	Ja
Kleur	Geel
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Stuk