

## 1509245 - Ontsmettingsalcohol 70% - 250 ml - 1 st



### Beschrijving

Een krachtige ontsmettingsalcohol met 70% gedenatureerd ethanol in een handige flacon van 250 ml die snel inwerkt na 30 seconden. Gebruik deze oplossing voor het ontsmetten van oppervlakten en instrumenten zoals stethoscopen.

*Gebruiksaanwijzing:* Breng de ontsmettingsalcohol rechtstreeks of met behulp van een steriel kompres aan op de huid of instrumenten.

### Specificaties

Inhoud	250 ml
Type verpakking	Stuk