

## 1571900 - kBox4 Pro Advanced System



### Beschrijving

De kBox4 wordt erkend voor zijn kwaliteit, gebruiksgemak, technologie, ergonomie, evaluatie en wetenschappelijke publicaties. Het Advanced System bevat het Kbox4 Pro Platform, de kMeter II, de Angle Adjuster, vijf vliegwielen, een heupgordel en een harnas (5-pack), Ankle Cuffs, de kBar, een voetblok, een draagtas voor de vliegwielen en twee versies kGrips.

#### Kenmerken

- Polyvalent trainingsapparaat voor oefeningen van bovenlichaam, de romp en het onderlichaam
- Draagbaar
- Het bluetooth kMeter feedback systeem kan worden gebruikt om het werkelijke vermogen en vele andere parameters te meten en vast te leggen
- Uitzonderlijk gemakkelijk te gebruiken
- Voor de professional
- 1 - 4 extra grote vliegwielen
- Inertie tot 0,280 kgm<sup>2</sup>
- Feedbacksysteem kMeter II
- Afmeting 98 x 63 cm
- Gewicht: 15,5 kg

### Specificaties

<b>Merk</b>	Exxentric
<b>Europese Regelgeving</b>	2001/95/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk