

1600586 - Douchestoel zithoogte 54 cm - RVS gepolijst - wit - 1 st



Beschrijving

De verrijdbare douchestoel met HT-bekleding van **Linido** is een hulpmiddel waarmee de gebruiker veilig en comfortabel kan zitten tijdens het douchen of wassen aan de wastafel. De douchestoel zorgt voor een stabiele ondersteuning voor minder actieve gebruikers met zwakke benen, een laag uithoudingsvermogen en/of een slechte balans. Deze minder actieve gebruikers hebben meer ondersteuning en hulp nodig tijdens de overgang van zit naar staande houding.

Voordelen

- Comfortabele zitting en rugleuning
- Sterke en praktische arMLEUNINGEN
- Dubbele zwenkwieLEN met dubbele rem
- Met of zonder verstelbare in hoogte voetensteun

Specificaties

Merk	Linido
Product afmetingen	B 62.5 cm, H 101 cm
SKU leverancier	LI2139.0002-00
Samenstelling	RVS gepolijst
Categorie toilet of douche	Douchestoel
Kleur	Wit
Max. gewicht volwassene	200 kg
Type verpakking	Stuk