

## 1543498 - IL 21 infraroodlamp 150W - 1 st



### Beschrijving

Infraroodlamp helpt bij verkoudheid en spierspanning dat een rustgevende warmt afgeeft met 5 hoekinstellingen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 14.5 cm, H 21 cm, L 17.5 cm
<b>SKU leverancier</b>	61601
<b>Vermogen</b>	150 W
<b>CNK-code</b>	CNK 2851-293
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk