

## 1010319 - Pro-ophta® oogstaafjes - steriel - 400 st



### Beschrijving

**L&R** Pro-Ophta®-staafjes zijn speciaal ontwikkeld voor oftalmochirurgische ingrepen, en overtuigen als flexibele chirurgische pelottes door hun goede capillaire werking en hun hoge absorptiesnelheid. Zonder aan noodzakelijke stevigheid in te boeten beschikken de staafjes over een groot absorptievermogen. Pro-ophta®-staafjes zijn aan de uiteinden schuin afgesneden. Het materiaal ontziet het weefsel: Ze bestaan uit viscosevliesstof en hebben een sterk absorberend omhulsel van cellulose. Vooral in de ooglidchirurgie (entropion en ectropion) en bij oogspieroperaties voor strabisme heeft het gebruik van Pro-ophta®-staafjes zich bewezen. Dankzij hun eigenschappen worden Pro-ophta®-staafjes in de microchirurgie met succes ingezet.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Lohmann Rauscher
<b>Samenstelling</b>	100% cellulose
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Maat</b>	0,5 x 6 cm
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos