

1545305 - Appose™ Stapler 35R (B: 5.8 mm x L: 4.1 mm) - 12 st



Beschrijving

Appose™ Stapler 35R voor eenmalig gebruik geven steeds één nietje af en dringen zo door de huid. De vlakke, geribbelde bovenkant van de nietjes zorgen voor een goede hechting.

Gebruik: knijp volledig door en laat los, niet trekken of optillen als u de trekker loslaat.

Specificaties

Merk	Medtronic
Samenstelling	Plastic
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos