

## 1552657 - Manumed Optimaal - 2-delige behandeltafel met type 313 hoofddeel - aparte armdelen - hydraulisch



### Beschrijving

Stabiel en duurzaam. Met de Manumed Optimaal 2-delige behandel- en onderzoeksbank heeft u de moderne Manumed Optimaal kwaliteitsbank in huis. Robuust van uiterlijk en simpel te bedienen.

Less is more bij de Manumed Optimaal 2-delige bank.

Kenmerken:

- 2-delig
- Hoofddeel
- Armsteunen
- Hydraulisch hoog/laag
- Rondombediening
- Wielset
- Langwerpig neusgat
- Afmetingen (lxb): 201 x 67 cm
- Hoogteverstelling: 45 - 97 cm
- Tijdsduur hoogteverstelling: 18 sec.
- Hefvermogen 200 kg

- Vrije ruimte voor doorgang met tabouret aan (hoofd) eind

## Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>Product afmetingen</b>	B 67 cm, L 201 cm
<b>Hoogte</b>	45 - 97 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hefvermogen</b>	200 kg
<b>Tijdsduur hoogteverstelling</b>	18 s
<b>Aantal delen</b>	2-delig
<b>Armsteunen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelling</b>	Hydraulisch
<b>Soortdelige tafel</b>	Hoofddeel
<b>Standaard hoogtebediening</b>	Rondombediening
<b>Standaard neusgat</b>	Langwerpig neusgat
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk