

## 1501255 - Onderzoekslamp LED 130F - muurbevestiging - veer arm - 1 st



### Beschrijving

Zeer krachtige **Dr. Mach** onderzoekslamp voor behandelingen in de kleine chirurgie met een uitstekende kleurweergave. De uitvoering is uitgerust met het lichtstelsel R96, een lichtdimmer en een koudlichtreflector met warmtefilter.

#### Voordelen

- Met focusregeling
- Kleurweergave index Ra 96
- Kleurtemperatuur 4300 K
- Lichtveldgrootte 14-25 cm
- Diameter lamp: 22 cm
- Halogeenlamp: 50 Watt

## Specificaties

<b>Merk</b>	Dr. Mach
<b>Focusregeling</b>	Ja
<b>Diameter lamp</b>	33 cm
<b>Aantal LED's</b>	19
<b>Lichtintensiteit</b>	60000 lux
<b>Lichtveldgrootte</b>	13-19 cm
<b>Touchless bediening</b>	Nee
<b>Lengte van de arm</b>	171 cm
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Categorie onderzoekslampen</b>	Onderzoekslamp
<b>Model onderzoekslamp</b>	Wandmodel
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk