

1508001 - Flexiport manchet maat 11 - met slang en connector - 1 st



Beschrijving

Manchetten Flexiport zijn wegwerpbaar en kunnen rechtstreeks op alle bloeddrukmeters bevestigd worden. Eénmalig gebruik, ter preventie van kruisbesmetting en dus bedoeld om meerdere malen bij dezelfde patient te gebruiken.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Bereik Flexiport manchette	24 - 34 cm
Aantal slangen	1 slang
Maat armband Flexiport	Maat 11
Type armband Flexiport	Complete Flexiport armband
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk