

1013437 - Eucerin pH5 waslotion - pomp - 1000 ml - 1 st



Beschrijving

Eucerin pH5 Waslotion is een dagdagelijkse gezichts- en lichaamsreiniging die vrij is van alkalische zeep. Extra milde oppervlakte-actieve stoffen zorgen ervoor dat de droge, gevoelige huid zacht maar effectief wordt gereinigd. Het unieke Eucerin pH Balance System geeft de reiniging de optimale pH-waarde om de natuurlijke weerstand van de huid te beschermen, de veerkracht te behouden en uitdroging te voorkomen. Het is ook geschikt voor baby's en kinderen.

Specificaties

| | |
|------------------------|--|
| Merk | Beiersdorf |
| Tube | Nee |
| Pompsysteem | Ja |
| Ingrediënten | AQUA, SODIUM COCOAMPHOACETATE, SODIUM MYRETH SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, CITRIC ACID, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE, COCO GLUCOSIDE, GLYCOL DISTEARATE, GLYCERINE, POLYQUATERNIUM-10, DIAMMONIUM CITRATE, SODIUM BENZOATE, SODIUM SALICYLATE, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, HEXYL CINNAMAL, PARFUM |
| Inhoud | 1000 ml |
| Uitstraling | Vloeibare zeep |
| Type verpakking | Stuk |