

1554438 - CRYOAIR® MINI

Beschrijving

Een apparaat van de laatste generatie voor luchtcryotherapie. De Cryoair Mini koelt de omgevingslucht tot -32° en blaast de gekoelde lucht door de behandelingsbuis op de te behandelen lichaamsdelen. Er zijn verschillende sondes beschikbaar om deze gebieden te bereiken.

Of het nu gaat om sport, wellness of medische behandelingen, cryotherapie wordt al sinds

de oudheid gebruikt vanwege de pijnstillende en ontstekingsremmende eigenschappen. Bij

koudeluchttherapie wordt een precieze hoeveelheid extreem koude lucht rechtstreeks op het huidoppervlak geblazen, waardoor de warmte lokaal aan het lichaam wordt onttrokken. Het verlicht pijn en helpt ontstekingen te remmen.

Kenmerken

- Zeer krachtig, het biedt een maximale stroom van 1500L/minuut
- Gemakkelijk te gebruiken dankzij het verlichte scherm en instelbare stroom- en tijdparameters
- Gemakkelijk programmeerbaar
- Onderhoud is snel
- De lopende kosten zijn erg laag
- Geen beheer van de gastoevoer

Specificaties