

1618065 - Mobilyzer 2 - Premium



Beschrijving

De Mobilyzer Premium kenmerkt zich door zijn unieke frame en voet. Dankzij de voet met vijf wielen ondervindt de patiënt maximale stabiliteit. Dit leidt ertoe dat lift- en vloerovergangen eenvoudig gepasseerd kunnen worden, zonder enige hinder voor de patiënt. Het stuur is eenvoudig in hoogte verstelbaar, zodat zelfs kinderen gebruik kunnen maken van de Mobilyzer. Loopcomfort en veiligheid zijn garanties voor uw patiënt!

Door de vorm van de Mobilyzer is deze geschikt te gebruiken als infuuspaal en als loophulp, met de mogelijkheid om hier diverse apparatuur aan te bevestigen; een unieke combinatie. Door de Mobilyzer te combineren met de diverse accessoires kunt u voldoen aan de wensen van de verschillende patiënten.

Gelieve bij het plaatsen van de bestelling aan te geven welke infuushouder nodig is: vaste hoogte (1618066) of variabele hoogte (1618067).

Specificaties

Merk	TechniCare
Product afmetingen	B 58 cm, L 57 cm
sku	1618065
Gewicht	120 kg
Materiaal	RVS gepolijst
Type verpakking	Stuk