

## 1572352 - DT100 Bplus - op voet



### Beschrijving

De mobiele oplossing voor praktisch gebruik, met de nieuwe draagarm B.

De Strässle vacuümsystemen worden gebruikt in combinatie met een ECG systeem. Met de nieuwe draagarm is de DT 100 B de opvolger van de oude DT 100. Door de automatisch aangestuurde vacuümpomp met 4 instelbare niveau's zijn deze systemen breed inzetbaar. De siliconen mantel van de zuigelektroden zorgt voor een goede pasvorm en de zilver-chloride elektrode zorgt voor een perfecte geleiding.

Het toestel wordt geleverd met 6 electrodes van 1 m en 4 electrodes van 1,30 m.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Strässle
<b>SKU leverancier</b>	4000-473
<b>Normeringen</b>	EN ISO 14971 EN 980 EN ISO 1041 EN ISO 13485:2016
<b>EKG categorie</b>	Aanzuigsystemen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk