

1532933 - Derma+flex - huidlijm - steriel - 0,7 ml - 1 x 6 st



## Beschrijving

Dermaflex is een steriele, elastische, vloeibare huidlijm met een hoge viscositeit. Met dit product sluit u wonden pijnloos en binnen enkele seconden. Bovendien is er minder littekenvorming en vormt ene uitstekend alternatief voor traditionele manieren van wondsluiting (hechten en nieten). De lijm is gebaseerd op een combinatie van Octyl en Butyl Cyanoacrylate en combineert zo de kracht van Butyl met de flexibiliteit van Octyl. Elke tube bevat 0,7 ml e wordt geleverd met een dual-tip voor een dunne en brede applicatie. De lijm is zichtbaar voor het blote oog en maakt het aanbrengen op de huid makkelijker. Derma+flex is vrij van latex en bevat geen DEPH.

## Specificaties

<b>Merk</b>	vygon
<b>Samenstelling</b>	Octyl en Butyl Cyanoacrylate
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos