

1532431 - Micro-Fine™ Ultra™ - pennaalden - 32G x 4 mm - groen - 100 st



Beschrijving

De BD Micro-Fine™ Ultra™ 4 mm pennaalden zijn gemaakt volgens de Extra Thinwall technologie. Dit geeft een nog grotere binnendiameter wat resulteert in een betere insulinedoorstroming en een zeer verminderde drukkracht bij de injectie, dus maximaal comfort.

Mensen met diabetes geven de voorkeur aan korte naalden. Met deze naald hoeft u geen huidplooi te nemen. De naald kan door iedereen gebruikt worden; ongeacht de leeftijd en de lichaamsbouw.

- EasyFlow technologie (Dat betekent dat de naald beschikt over een extra dunne naaldwand waardoor het injecteren voor patiënten nu nog sneller en gemakkelijker wordt)
- 100% compatibel met alle injectiepenningen voor de behandeling van diabetes

Specificaties

Merk	BD
Lengte naald	4 mm
Diameter naald	0.23 mm
Veiligheidsmechanisme	Nee
Kleur	Groen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos