

## 1559852 - Handschoenen Vinyl clear - niet-steriel - poedervrij - transparant - XL - 10 x 100 st



### Beschrijving

Texa® vinyl onderzoekshandschoenen AQL 1.5. Biedt uitstekende bescherming tegen kruisbesmetting tussen patiënten en gebruikers. Perfect geschikt voor mensen die allergisch zijn voor latex. Zijn weerstand maakt langdurig gebruik mogelijk. De stijve manchet voorkomt dat de handschoen terugvalt op de rug van de hand. Bovendien is het flexibel en ergonomisch gevormd voor optimaal comfort.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Texa
<b>HACCP-conform</b>	Ja
<b>Gepoederd</b>	Nee
<b>Normeringen</b>	EN 455-1; EN 455-4; EN 420+; EN 16523-1; EN 374-1; EN 374-2; EN 374-3; EN 374-4; EN 374-5, ISO-13485, ISO-9100
<b>Manchetlengte</b>	24 cm
<b>Hoofdbestanddeel</b>	Vinyl
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	XL
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Karton