

1561294 - Display met 20 thermometers FT 09 - 1 st



Beschrijving

Koortsmetingen worden gemakkelijk gemaakt! De klinische thermometer van **Beurer** met contactmetingstechnologie is eenvoudig te gebruiken en waterbestendig. Bevat geen kwik of glas, schakelt automatisch uit en geeft aan wanneer de meting voltooid is. De metingen worden weergegeven in °C en °F, geeft een waarschuwingstoon vanaf 37,8°C.

Specificaties

Merk	Beurer
Digitaal	Ja
Infrarood	Nee
Koorts alarm	Nee
Contactloos	Nee
Flexibele tip	Nee
Low battery indicatie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
Type thermometer	Okselthermometer Orale thermometer Rectale thermometer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk