

1101963 - Leukoplast® - 2,5 cm x 9,2 m - 1 x 12 st



Beschrijving

BSN kleefpleister met sterke kleefkracht, is luchtdoorlatend, waterafstotend en is gemakkelijk in gebruik. Geschikt voor het fixeren van verbanden, naalden en sondes.

Specificaties

Merk	BSN
Product afmetingen	B 2.5 cm, L 920 cm
Samenstelling	Linnen
Kleur	Cream
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos