

1501401 - LTV 1200 ventilator



Beschrijving

Eenvoudig te gebruiken, geavanceerde beademing in een klein lichtgewicht pakket, dat is de LTV 1200 ventilator. Gebruik de LTV 1200 op de ICU, spoedeisende hulp of voor patiënttransport met het vertrouwen dat u de hoogste kwaliteit beademingszorg en comfort levert. Op de LTV 1200 ventilator kunt u snel de eerste beademing instellen met voorinstellingen voor baby's, kinderen en volwassenen met behulp van invasieve of niet-invasieve modi. Verfijn de instellingen eenvoudig via de touch-turntouch interface met het LED-verlichte frontpaneel. Voor patiënten vanaf 5 kg biedt de LTV 1200 ventilator een breed scala aan beademingstherapieën om te voldoen aan de veeleisende behoeften van de patiënt, waaronder Volumeregeling, Drukregeling, Drukondersteuning en Spontane ademhalingsstypes. De ultragevoelige flowtrigger in combinatie met de Spontane ademhalingstestfunctie maakt het spenen gemakkelijker en efficiënter voor zowel de patiënt als de clinicus. De LTV 1200 ventilator geeft u de vrijheid van gemakkelijk draagbare IC-beademing.

Specificaties

Merk	Vyaire
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk